

„CALCETIN“ Liner

INDIKACIJE

Profesionalna upotreba u zdravstvenoj ustanovi. Dentalni materijal CALCETIN se koristi:

- za lečenje dubokog karijesa kao medicinskog materijala za podmazivanje za trajna punjenja iz različitih materijala za punjenje koja stimuliše sedimentaciju sekundarnog dentina;
- regeneracija povređenih, a takođe zapaljena pulpa kod konvertibilnih oblika pulpitisa (povređena, oštra serozna, hronična fibroza).

POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI

Lijek idiosinkrazija. Koristite sa velikom pažnjom za alergijskog pacijenta. Nemojte zloupotrebljavati.

MOGUĆI NEŽELENI EFEKTI

Ako su ispunjeni uslovi skladištenja, transporta i sljedenja instrukcija, ne postoje štetni uticaji.

SASTAV I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

Dentalni materijal CALCETIN sadrži kalcijum hidroksid, hidrofilni punil i plastifikator. Kalcijum hidroksid uključen u strukturu stvara alkalni medijum (pH 12.8), koji obezbeđuje dugotrajan antibakterijski efekat materijala, povećava sposobnost reciklaže pulpe i stimuliše nastanak sekundarnog dentina. CALCETIN se proizvodi kao pasta spremna za nanošenje ili prah, koji pri mešanju sa destilovanom vodom stvara meku pastu. Nakon ubacivanja paste u šupljinu pod uticajem sušnog toka komprimovanog vazduha formira se zaštita zubne pulpe. Stomatološki materijal CALCETIN se proizvodi za upotrebu u agresivnoj biološkoj matrici sa temperaturnim opsegom između 32 ° C i 42 ° C (u usta šupljine na temperaturi (37 ± 1) ° C i vlažnosti 60-90%).

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Za tretman duboke karijesne paste CALCETIN se primenjuje na podu sušene šupljine punktualno. Prekomerna količina materijala se opere, zatim se osuši strujom komprimovanog vazduha, izolovanim cementom i vraćena zubna krunica.

Za regeneraciju pulpe paste se nanosi nakon formiranja duboke šupljine ili kod traumatskog otvaranja celuloze. Nakon pažljive obrade sa antiseptikom i sušenja, popunite šupljinu pasterom do dentinoenamelskog spoja, osušite strujom komprimovanog vazduha i čvrsto zasptite s cementom staklo-jonomera. Za 1-2 nedelje, u odsustvu osjetljivosti na bol u liječenom zubu, privremeno punjenje se potpuno ili djelimično uklanja i, nakon što se izvrši postupak alata i antiseptičkog tretmana šupljine, ubacuje se jaka obloga sa kalcijumom , Izolovan sa staklenom-ionomernim cementom i zubnom krunom je obnovljen.

Ispitivanje praćenja vrši se za 3-6 meseci.

Pažnja! Zatvorite materijale čvrsto nakon upotrebe.

CALCETIN se može proizvoditi kao zasebna stavka.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na temperaturi od 5 ° C do 25 ° C.

Ne koristite nakon isteka roka upotrebe.

Rok upotrebe: 3 godine od datuma proizvodnje.

Proizvođač:

„TehnoDent“ Co. Ltd

1/5 Beryozovaya str. severny

Belgorod region 308570

Tel/fax: (4722) 20-28-94, 20-28-95

e-mail: tehdent31@mail.ru