

MTF – V0-T3 sistem igala za tretman korjenskih kanala

Uputstvo za upotrebu

Opis:

Aktivacija toplote je skoro ista kao i Topmost Gold. Aktivacija toplote je takođe sa specijalnim materijalima i tehnologijom obrade. Ima naprednu funkciju savijanja i mijenja se s temperaturom, posebno u smislu otpornosti na lom, trenutno je na međunarodnom nivou.

Struktura:

1. Oblikovanje datoteka (V0, V1, V2)
 - a. Koristeći V0 za formiranje krunice i kratkog korijenskog kanala, priprema gornjeg 1/3 korijenskog kanala sa V1, V2 za srednju 1/3 preparaciju korijenskog kanala.
2. Dovršavanje datoteka (T1, T2, T3):
 - a. Sve se koristi za formiranje 1/3 vrha korijenskog kanala.

Redoslijed operacija:

1. Uspostavljanjem linearnog kanala, čišćenja kanala natrijum hipohloritom
2. Otkrivanje korijenskog kanala Koristeći # 10, # 15 SSK datoteku
3. Stvara krunu sa V0 i kreira put kanala (čišćenje sa natrijum hipokloritom)
4. Priprema gornje 1/3 krunice s V1, ispiranje kanala otopinom natrijevog hipoklorita (STDN) nakon vađenja
5. Koristeći isti rotacioni metod za radnu dužinu sa V2, i ispirati kanal sa rastvorom natrijum hipohlorita (STDN)
6. Koristeći T1 na radnu dužinu, koja bi mogla napraviti glatku vezu između 1/3 kanala i srednjeg 1/3 kanala
7. T2 na radnu dužinu i korišćenjem fajlova # 25 K za merenje prečnika apikalne foramine, što ukazuje na završeni preparat i može se popuniti ako je labav
8. Upotreba T3 na radnoj dužini ako se ne osjećate labavo kada koristite # 25 K datoteke.

Upozorenje:

1. Samo iskusni zubari mogu koristiti.
2. Obavezno sterilizujte ovaj proizvod za svaku upotrebu.
3. Nemojte koristiti ovaj proizvod osim za stomatološke usluge i tretman. Koristite ga u skladu sa namjenom.

Mjere opreza za upotrebu:

1. Da biste spriječili infekciju, sterilizirajte proizvod autoklavom i provjerite da li je to moguće sterilizacija je završena prije upotrebe.
2. Izaberite najprikladniji tip za svaki slučaj i pratite opšte metoda.
3. Pre upotrebe, proverite da li su instrumenti izvan zubne šupljinenema deformacija, ogrebotina i pukotina.
4. Ako je glava proizvoda tanka, duga ili velika, postoje mogućnostirazbijanje ili uvijanje. Zbog toga nemojte koristiti nerazumni ugao i preveliki pritisak.
5. Nosite zaštitne naočare da biste zaštitili oči od oštećenja. Takođe, nosite a zaštitna maska protiv prašine koja sprečava udisanje prašine.
6. Nosite gumenu boru itd. Kako biste izbjegli slučajno gutanje i padanje.

7. Ne koristite ovaj instrument za bilo koju svrhu osim za navedene gore navedene aplikacije.
8. Samo za upotrebu od strane stomatologa.
9. Nakon upotrebe, pratite odgovarajući tretman kao medicinski otpad.
10. Odložite proizvod ako je oštećen ili kontaminiran.
11. Nakon upotrebe, operite ga medicinskim sredstvom za čišćenje i četkom isprati strane supstance kao što su tjelesne tekućine i tijelo maramice.
12. Postavite proizvod na postolje kada ga očistite ultrazvučnim čistačem kako biste ga izbjegli pogoršanje radnog dijela.
13. Koristite ovaj proizvod sa velikom pažnjom kako biste izbjegli probijanje prstiju jer u posedu oštrog dela.

Skladišta i trajanje upotrebe:

1. Izbegavajte skladištenje na visokim temperaturama, vlažnosti i direktnoj sunčevoj svetlosti. Držite tečnosti dalje. Čuvajte ga na sobnoj temperaturi.
2. Nemojte oštetiti ili napraviti rupu za materijal za pakovanje.
3. Ne držati pod germicidnom lampom kako bi se izbjeglo pogoršanje.

Održavanje i inspekcije:

1. Sterilizujte ovaj proizvod autoklavom prema utvrđenoj metodi i termin za svaku upotrebu.

Metoda sterilizacije:

Stavite ovaj proizvod u paket za sterilizaciju ili (ili foliju) i stavite ga na a pladanj za sterilizaciju ili paketi za sterilizaciju u autoklavu pozivanje na sledeće termine.

Uslovi za sterilizaciju:

Termin (1) temperatura: 121 stepen Celzijusa: 20 minuta ili vise term (2) temperatura: 126 stepeni Celzijusov: 15 minuta ili više

2. Ne koristite parni sterilizator visokog pritiska koji zagrijava više od 200 stepeni Celzijusa uključujući proces sušenja.
3. Prilikom ponovnog korišćenja instrumenta, isperite strane supstance potpuno i sterilizovati.
4. Što se tiče upotrebe medicinskog sredstva za čišćenje, slijedite upute ručno od strane proizvođača.
5. Odložite proizvod u slučaju oštećenja ili smanjenja performansi

Pakovanje:

1. Jedinica pakiranja: 6 kom. / paket (V0-T3)