

V-PLAVI GIPS

Uputstvo za upotrebu

A-III PLAVI STOMATOLOŠKI GIPS

Protetski gips, klasa tvrdoće 25 kg

Namjena: tvrdi zubni gips, dizajniran za rad modela pri izradi taloženja i skeletnih proteza

Prednosti: lako miješanje s vodom, niska cijena, lako oslobađanje gotove proteze iz konzerve i vrlo dobra fluidnost

Karakteristike: bijela, mala linearna ekspanzija, fluidnost

Indikacije:

MEDICINSKO SREDSTVO JE SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

A-III Blue Dental GYpsum je tip 3 visokokvalitetni, tvrdi gips plave boje. Koristi se za radne, suprotne, situacijske i popravne modele za potpunu i djelomičnu protetiku. Ispunjava standard ISO 6873:2000.

Tehnički podaci:

- Omjer miješanja: 100 g : 30 ml – prah : destilovana voda.
- Vrijeme miješanja: vakuum 30 s, ručno 60 s.
- Radno vrijeme: 4 5 min.
- Vrijeme vezivanja: približno 25 min.
- Čvrstoća na pritisak u Brinelovoj skali nakon 2 h: > 100 N/mm².
- Čvrstoća na pritisak na Brinelovoj skali nakon 24 h: > 120 N/mm².
- Ekspanzija podešavanja nakon 2 h: < 0,12%.
- Ekspanzija podešavanja nakon 24 h: < 0,12%.

Upute za upotrebu:

U vodu dodajte prah u odgovarajućim količinama (prašak: voda – 100 g: 30 ml) na temperaturi od 23°C. Sačekajte 20 s dok malter potpuno ne upije vodu. Mešajte: ručno tokom 60 s, vakuumom 30 s. Nakon tog vremena gips postiže optimalnu konzistenciju za izlivanje u modelne forme na šejkeru. Vrijeme zalivanja približno 6 min. Nakon tog vremena prestanite s tresenjem kako ne biste poremetili proces kristalizacije.

Kontraindikacije:

Ne koristiti nakon isteka roka trajanja.

Mjere predostrožnosti:

Nemojte jesti i piti tokom rada sa materijalom. Nemojte nositi satove, prstenje i druge stvari koje mogu dovesti do nakupljanja praha ispod njih. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice. Nemojte koristiti uređaj ako uočite bilo kakve znakove oštećenja. Rok trajanja se ne mijenja nakon otvaranja pod uvjetom da se nakon svake upotrebe dobro zatvori.

Uslovi skladištenja:

Čuvati na temperaturi ispod 25°C i vlažnosti 60% u originalnom neotvorenom pakovanju. Čuvati na suvom, dobro provetrenom mestu. Štiti od vlage i sunčeve svjetlosti.

Uslovi prevoza:

Proizvod transportovan u originalnom, zatvorenom pakovanju ne predstavlja opasnost tokom transporta. Ne zahtijeva nikakvu posebnu obradu i označavanje prema važećim propisima o transportu.

Datum isteka:

2 godine od datuma proizvodnje, kada se čuva na temperaturi ispod 25°C i vlažnosti 60% u originalnom neotvorenom pakovanju.

Rukovanje i skladištenje ambalaže:

Prazno pakovanje reciklirajte prema važećim odredbama.

Sastav:

Gips (CaSO₄ x ½ H₂O).

Neposredno pakovanje:

Plastična/papirna vreća od 25 kg.

Ostale informacije:

Datum proizvodnje je također broj serije.

**ČVRSTO ZATVORITE NAKON SVAKE UPOTREBE
ČUVATI VAN DOMAŠAJA DJECE!**