

Ezi-Crown®

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zubna privremena krunica i smola za most.

Ezi-Crown je svjetlosno polimerizirana, privremena smola za krunice i mostove. Nudi jednostavan način izrade privremenih inleja, onleja, krunica i mostova.

▣ Indikacije

1. Pojedinačna kruna.
2. Most.
3. Neposredna restauracija implantata.
4. Futrola za ponovno postavljanje.

▣ Sastav

1. Monomerna matrica UDMA 20~30%
2. Anorgansko punilo 70~75%

▣ Aplikacija



1. Nanesite vazelin na zube.
2. Odrežite približnu količinu Ezi-Crown.
3. Nanesite Ezi-Crown. Pritisnite na mjesto, oblikujte i oblikujte.
4. Napravite okluziju. Neka pacijent tiho zagrije kako bi se registrirala okluzalna površina i prilagodila.
5. Nanesite svjetlo za polimerizaciju. (Vreme sušenja: 20 sek.)
6. Uklonite očvrснуtu Ezi-Crown sa zuba i ponovo nanesite lampu za polimerizaciju sa unutrašnje strane. (20 sek.)
7. Ako vam je potrebno poliranje i podrezivanje, učinite to laboratorijskim, karbidnim svrdlom ili silikonskim vrhom.

▣ Kontraindikacije

Ne koristiti na pacijentima s anamnezom preosjetljivosti ili alergijama na smole na bazi metakrilata.

▣ Oprez

1. Stomatolozi i stomatolozi moraju njime rukovati u skladu s uputama prije upotrebe.
2. Preporučite koferdam za smanjenje reakcije za upotrebu kod pacijenata koji imaju istoriju teške alergijske reakcije na materijal.
3. Ne koristiti kod pacijenata koji imaju osip na koži, dermatitis ili istoriju preosjetljivosti.
4. Prestanite primjenjivati ovaj materijal na pacijente koji imaju simptome preosetljivost tokom upotrebe.
5. Ovaj materijal se koristi samo za oralno tkivo. Izbegavajte kontakt sa očima.
6. Ako dođe do slučajnog kontakta sa očima ili kožom, odmah operate sa puno vode i potražite savjet liječnika.
7. Nespecijalisti ne smiju koristiti ovaj materijal. Nemojte koristiti ovaj materijal u druge svrhe.
8. Zaštitni uređaj za respiratorni trakt se preporučuje prije hirurške operacije.
9. Ne koristiti nakon isteka roka trajanja. (u roku od 3 godine)
10. Čuvati van domašaja djece.

▣ Skladištenje

1. Ne čuvajte na visokoj temperaturi ili jakom svjetlu.
2. Čuvati na hladnom mestu.
3. Čuvati na suvom mestu na 1~30°C.

▣ Rok trajanja

3 godine od datuma proizvodnje.

MEDICLUS CO., LTD.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

br.1210, 134, Gongdan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do 28576, Koreja

Tel. +82-43-211-2877 / Fax. +82-43-211-2866

E-mail : sales@mdclus.com

Rev.4 2022.04.25 MDI-EZ02-04