

# Once-Fil® Flow

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

### Svjetlosno polimerizirani tečni materijal za privremeno punjenje

**Once-Fil Flow** je svjetlosno polimerizirani tečni materijal za privremeno punjenje. Koristan je za privremeno punjenje na maloj jamici. Ima prednosti kao što su laka primjena, nepropusnost za brtvljenje margina, lako uklanjanje.

#### ▣ Indikacije

1. Privremena restauracija prepariranog kaviteta.
2. Privremeno punjenje kaviteta.
3. Korisno za inlay & onlay kutije.

#### ▣ Sastav

UDMA 50%, silicijum dioksid 30%.

#### ▣ Način primjene

1. Prije aplikacije
  - a. Provjerite datum isteka i izbjegnite kontaminaciju pakovanja.
  - b. Slijedite upute za upotrebu prije upotrebe.
  - c. Otvorite poklopac šprica i stavite vrh za jednokratnu upotrebu na špric.
2. Aplikacija
  - a. Pripremite šupljinu.
  - b. Količina materijala za punjenje prema veličini šupljine.
  - c. Ekstrudirajte materijal za punjenje pritiskom na klip šprica.
  - d. Nanesite materijal za punjenje na šupljine.
  - e. Svjetlosna polimerizacija 20~40 sekundi.
  - f. Uklonite materijal pomoću istraživača ili drugog pogodnog instrumenta za mljevenje.
3. Nakon aplikacije
  - a. Bacite nastavke za jednokratnu upotrebu.
  - b. Zatvorite sigurnosni poklopac odmah nakon upotrebe.
  - c. Čuvajte Once-Fil Flow na zasjenjenom, hladnom i suhom mjestu.

#### ▣ Kontraindikacije

1. Nemojte koristiti **Once-Fil Flow** kod pacijenata koji imaju alergije i upala protiv akrilatne smole.
2. Ponovno korištenje priloženog vrha može uzrokovati unakrsnu infekciju, pa je ponovna upotreba vrha zabranjena.

#### ▣ Oprez

1. Samo za stomatološku upotrebu.
2. Ne koristi se kod pacijenata sa istorijom osipa I preosjetljivost na dermatitis.
3. Ovaj proizvod se koristi samo za oralno tkivo. Pazite da vam ne uđe u oči.
4. Ako dođete u kontakt sa kožom ili u oči, isperite ih nekoliko puta čistom vodom i po potrebi se posavjetujte sa specijalistom.
5. Ovaj proizvod je zabranjen za upotrebu osim za njegovu namjenu. A upotreba neprofesionalaca je zabranjena.
6. Pridržavajte se procedure i mjera opreza.
7. Držite ga podalje od dohvata korisnika koji nisu stomatološki, uključujući djecu, stariji građanin i dr.
8. Ne koristiti nakon isteka roka trajanja.
9. Postoji opasnost od oštećenja proizvoda, stoga nemojte previše udarati.
10. Zabranjena je upotreba ovog proizvoda osim komponenti.

#### ▣ Skladištenje

1. Ne čuvajte na visokoj temperaturi ili jakom svjetlu.
2. Čuvati na hladnom mestu. (1~30°C).

#### ▣ Rok trajanja

3 godine od datuma proizvodnje

MEDICLUS CO., LTD.

br.1210, 134, Gongdan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do 28576, Koreja

Tel. +82-43-211-2877 / Fax. +82-43-211-2866

E-mail : sales@mdclus.com

Rev.5 2022. 04. 25 MDI-OF02-05