

# „EPOXIDIN“

## zatvarač kanala baziran na epoksidnoj smoli

### **Indikacije:**

Koristi se isključivo u stomatologiji od strane doktora u profesionalnim zdravstvenim ustanovama. Epoxidin se koristi za punjenje kanala pomoću gutaperke, paprnih poena i titanium poena.

### **Neželjena dejstva:**

Koristiti sa oprežnošću ukoliko se koristi kod pacijenata koji su alergični na epoksidne smole i amine.

Ako postupate sa materijalom po propisima korištenja, ne postoje neželjena dejstva.

### **Sastav i klinička farmakologija:**

Zatvarač EPOXIDIN dolazi u paru: bijela pasta, žuta pasta. Proizvod sadrži epoksidnu smolu,aminske agense za očvršćavanje, cirkonium oksid, krečne komponente.

Miješanje bijele i žute mase sa jednakom proporcijom rezultira plastičnom masom koja se lako nanosi na gutaperke i izolira korjenske kanale. Na sobnoj temperaturi smjesa ne gubi svoju plastičnost tokom 4 sata. Smjesa se stvrdnjava u toku 24 sata sa formiranjem bioinertne amino smole sa dobrim adhezivnim svojstvima i blagom rastvorljivošću. Proizvod je namjenjen za korištenje u agresivnim biološkim agensima na temperaturama između 32 i 42°C (na temperaturi u ustima od 37±1°C i vlažnošću od 60-90%).

### **Način upotrebe:**

Kako bi postigli odgovarajuću homogenost, bijelu i žutu pastu miješati pomoću čiste i suhe špatulice na staklenoj podlozi u omjeru 1:1 sve dok se ne dobije željena konzistencija. Poklopce dobro zatvoriti nakon upotrebe. Loše zatvorene tube rezultiraju stvrdnjavanjem pasti. Smjesa se unosi u sterilni suhi kanal, u manjim količinama pomoću igle ili rotacionim instrumentima za punjenje na veoma malim brzinama. Prilikom punjenja kanala izbjegavati formiranje zračnih mjehurića, kako u kanalu tako i u pasti.

Koristeći gutaperku proizvod se unosi u malim količinama. Za adhezivno punjenje pomoću vruće gutaperke preporučuje se uzimanje manjih količina smjese za prekrivanje zidova kanala.

Izbjegavati prepunjenje kanala kako bi spriječili da masa izađe iz apeksa korijena.

Ukoliko je potrebno da se punjenje ukloni iz kanala gutaperkom, preporučuje se termomehanički tretman. Izolirajte i nadogradite krunu zuba nakon punjenja kanala.

Nakon tretmana, instrumenti i staklena podloga se moraju očistiti alkoholom, etil acetatom ili formil trihloridom.

### **Sadržaj pakovanja:**

Žuta pasta (tuba) 4ml

Bijela pasta (tuba) 4ml

Uputstvo za korištenje

### **Čuvanje:**

Čuvati na temperaturi od 5°C-25°C.

Držati dalje od vlage.

Dobro zatvoriti bočice nakon korištenja.

Ne koristiti proizvod nakon isteka roka.

Rok trajanja 3 godine nakon proizvodnje.

### **Proizvođač:**

„TehnoDent“ Co. Ltd

1/5 Beryozovaya str. severny

Belgorod region 308570

Tel/fax: (4722) 20-28-94, 20-28-95

e-mail: [tehdent31@mail.ru](mailto:tehdent31@mail.ru)