



## **IMIBOND F**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Cink fosfatni cement

### **Definicija**

Imibond–F je dentalni cink fosfatni cement koji obezbeđuje prirodnu adheziju na tkivo dentina. Samo za stomatološku upotrebu.

### **Kompozicija**

Prašak: cink oksid, magnezijum oksid

Tečnost: rastvor fosforne kiseline

### **Područja primjene (indikacije)**

- 1) Cementiranje krunica i mostova
- 2) U privremenim plombama
- 3) U punjenju korijenskog kanala
- 4) Kao osnovni materijal za amalgamske i kompozitne plombe

### **Područja koja se ne primjenjuju (kontraindikacije)**

- 1) Neki ljudi koji su alergični na sastojke proizvoda mogu rijetko iskusiti alergijsku reakciju. Kada dođe do takvih situacija, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se sa stručnjakom.
- 2) U izradi jezgra
- 3) Kao zaptivač pulpe

### **Aplikacija**

- 1) Sastav praha i tečnosti
  - a) Lagano dodirnite poklopac boce prije otvaranja kako biste spriječili raspršivanje prašine. Puder u potpunosti napunite u kašiku i dok ga vadite iz boce, sastružite višak sa kašike polukružnim čepom. Zatim odmah dobro zatvorite čep boce.
  - b) Držite bocu sa kapaljkom uspravno i sačekajte da se tečnost napuni u rezervoar kapaljke. Kada ste sigurni da nema mjehurića zraka, kapnite na papir za miješanje.

1 mjerica praha 2 kapi tečnosti – za manje cementiranje i oblogu kada koristite malu stranu kašike

1 kašičica praha 4 kapi tečnosti – za veliko cementiranje i oblogu kada se koristi velika strana kašike

1 kašičica praha 1 kap tečnosti – za male privremene punjenja kada koristite malu stranu kašike

1 merica praha 2 kapi tečnosti – za velike privremene punjenja kada koristite veliku stranu kašike



## **2) Mešanje**

U tečnost dodavati i prah dio po dio na papir ili staklo za miješanje lopaticom i brzo miješati.

Vrijeme miješanja 30" – 60" (23±2 oC – 73,4±4 oF)

Vrijeme rada 2' – 2' 30« (23±2 oC – 73,4±4 oF)

(Od početka miksanja)

Vrijeme očvršćavanja 5' 30' – 7' (23±2 oC – 73.4±4 oF)

Vrijeme postavljanja usta 5' – 7' (' : minute » : sekunde)

## **Skladištenje**

Temperatura skladištenja 1–30 °C / 33,8–86 °F

## **Rok trajanja:**

3 godine od proizvodnje

## **Nuspojave**

Retko, sadržaj Imibond F može izazvati preosetljivost. U takvim slučajevima, upotrebu proizvoda treba prekinuti.

## **Interakcije**

Materijali koji sadrže ogenol mogu inhibirati Imibond F polimerizaciju.

Način odlaganja: Odlaganje se vrši u skladu sa propisima nadležnih organa. Daje se odobrenoj kompaniji za "sakupljanje opasnog otpada" pod uslovima odobrenim od strane lokalnih vlasti.

Korištena ambalaža: Odlaganje se vrši prema propisima nadležnih organa.

## **Upozorenja**

Nemojte kupovati niti koristiti proizvode koji nemaju sigurnosni hologram sa kontrolnim brojem na dnu kutije. U slučaju kontakta sa oralnim tkivom ili kožom, odmah ukloniti vatom natopljenom alkoholom. Operite vodom. Da biste izbjegli kontakt, možete izolirati područje operacije od kože i oralnog tkiva korištenjem gumene dame i/ili kakao putera ili vazelina. Kontakt sa neočvrslim Imibond F sluzokožama, kožom ili očima može izazvati iritaciju i treba ga izbjegavati. Ako Imibond F slučajno dođe u kontakt sa očima, odmah isperite sa velikom količinom vode i posetite lekara. Ne miješati prah sa komponentama drugih cementa. Čuvati izvan dohvata djece. Platforme aplikatora su za jednokratnu upotrebu.

Priprema Datum upotrebe Informacije:

Rev 01 03.07.2020 TD-03-IFU-01 Ref. No:4001