

PERFECT








DentalMedic

 **perfect**®  
PERFECT Endo.




## DentalMedic

-  Blatuša 98, Zenica, BiH
-  +387 (0)32 830 559
-  dentalmedic@mail.com
-  [www.dentalmedic.info](http://www.dentalmedic.info)
-  Dental Medic doo Zenica





# PROFIL KOMPANIJE

# 01



Shenzhen Perfect Medical Instruments Co, Ltd je integrirani profesionalni proizvođač stomatološke opreme. Savršenstvo isplanirano do najsitnijih detalja – upravo to razlikuje nastavke i stomatološke instrumente PERFECT od drugih proizvođača.

SHENZHEN PERFECT posvećen je pružanju našim kupcima najboljih proizvoda i usluga. Uz velike napore našeg osoblja PERFECTA proizvodi se prodaju širom svijeta, a kod kupaca smo stekli dobru reputaciju.



# + SADRŽAJ



DentalMedic

---

## P1 Profil kompanije

## P2 Certifikati

## P3 Rotacioni NiTi instrumenti

MG3	MTF Plus	ET Files
Super Files	S Blue	EX Files
MTF	V Blue	DK Files
TG6	MONO	DH Files
CM6	MONO2	Endostep
TH6	MT Files	RT Files

## P4 Recipročni NiTi instrumenti

TF3	RC Files
TF3 Gold	RC GOLD
TF4	RC BLUE

## P5 Manuelni instrumenti

Stainless Steel/NiTi K/H/R files  
Stainless Steel/NiTi Spreaders/ Pluggers  
C Files  
K-Flex Files  
Barbed Broaches

## P6 Ostali instrumenti

U Files  
Paste Carriers  
Pesso Reamers  
Gates Drills

## P7 Povratne informacije

---

Shenzhen Perfect  
Medical Instruments  
[www.dentalmedic.info](http://www.dentalmedic.info)

+

**Rotirajući  
NiTi  
instrumenti**

02

# > MG3

**P:** Da li postoji sistem koji je isključivo dizajnirao PERFECT?

**O:** Da to je MG3!

Starter Starter/.12 3.0 N/cm  
P1 16/.02 P2 19/.02 G1 20/.04 G2 25/.06 G3 35/.04

● ● ● ● ● ▶ 2.0 N/cm



**Materijal:** NiTi

**Standard:** Zlato

**Dužina:** 21,25,31 mm


**Brzina rotacije:** 350 rpm

**Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina

**Presjek:**



**Sterilizacija:** ≤126°C



# > SUPER FILES

TG6 TH6 MTF CM6

Materijal: NiTi Standard: Srebro, Zlato, Plavo



## Apikalni prečnik:

V0 0.19 mm V1 0.18 mm V2 0.20 mm

T1 0.20 mm T2 0.25 mm T3 0.30 mm

**Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina **Dužina:** 21,25,31 mm

**Veličina:** #V0,#V1,#V2(oblikovanje); #T1,#T2,#T3,#T4,#T5(završna obrada)

**Konus:** varijabilni konus

**P:** Koja je razlika između MTF, TG6, TH6?

**O:** MTF je rotacijski instrument koja nije termički obrađena, kompatibilan s ProTaper®;

TG6 je termički obrađen rotacijski sistem sa zlatnim standardom, koji povećava otpornost na ciklični zamor u usporedbi s MTF-om i daje nevjerojatnu fleksibilnost;

TH6 je termički obrađen rotacijski sistem s plavim standardom, s povećanom otpornošću na ciklični zamor i dodatnom fleksibilnošću, a osim toga, ima mogućnost podešavanja instrumenta, kako bi se olakšao pristup kanalima, kad je potrebno.



**Okretni moment:** 5.0 N/cm(V0,V1);1.5 N/cm(V2,T1);3.0 N/cm(T2,T3,T4,T5)

**Brzina rotacije:** 300 rpm

**Sterilizacija:**  $\leq 126^{\circ}\text{C}$

**Presjek:**



Za veličinu: V0,V1,V2,T1




Za veličinu: T2,T3,T4,T5


#### ○ Otpornost na toplotu





#### ○ Fleksibilnost



#### ○ Savijanje



#### ○ Otpornost na silu (NiTi-Zlatna-Plava)



Posjetite našu web stranicu "[www.dentalmedic.info](http://www.dentalmedic.info)"

# > MTF PLUS

**P:** Šta je MTF plus sistem?

**O:** To je sistem s promjenjivim konusnim presjekom i centriranim pravouglim presjekom.

X1 17/04   X2 25/06   X3 30/07

**Materijal:** NiTi

**Standard:** Srebro, Zlato

**Dužina:** 21,25,31 mm

**Brzina rotacije:** 300 rpm

**Pakovanje:** 3 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina   **Okretni moment:** 2.0~5.2 N/cm

**Presjek:**



## Način korištenja:

- Pristupite kanalu sa ručnim instrumentom malih dimenzija.
- Uz prisustvo NaOCl, prođite sa MTF Plus X1(017/04), jednom ili više puta, dok ne dosegnete radnu dužinu.
- Ponovite postupak sa X2(025/06) do radne dužine.
- Izmjerite otvor sa ručnim instrumentom veličine 25. Ako odgovara dužini, kanal je pravilno oblikovan i spreman za dezinfekciju.
- Ukoliko instrument veličine 25 ne odgovara dužinom, nastavite oblikovati kanal sa MTF Plus X3 (030/07)

# > | S BLUE

**P:** Koja je najisplativija opcija?

**O:** S Blue i S Black

○ B0 17/.10    ● B1 20/.04    ● B2 25/.06    ● B3 35/.04

○ ● ● ● ▶ 2.5 N/cm

**Materijal:** NiTi

**Standard:** Plavo, Crno

**Dužina:** 21,25,31 mm

**Brzina rotacije:** 425-500 rpm    **Pakovanje:** 4 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina

**Presjek:**



**Način korištenja:**

- Proširite gornji dio kanala sa B0.
- Uklonite dentin i oblikujte sa B1 i B2.
- Koristite veličinu B2 za veće kanale. Korištenje EDTA paste je preporučeno tokom tretmana.




# > V Blue

**P:** Koji sistem je poželjan kod povijenih kanala?

**O:** Izaberite V Blue!

15	15/.04	15/.06	20	20/.04	20/.06
25	25/.04	25/.06	30	30/.04	30/.06
35	35/.04	35/.06	40	40/.04	40/.06
45	45/.04	45/.06	50	50/.04	50/.06



**Materijal:** NiTi    **Standard:** Plavo    **Dužina:** 21,25,31 mm

**Brzina rotacije:** 250-360 rpm    **Okretni moment:** 2.0~3.0 N/cm

**Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina

# > MONO

**P:** Koji bi sistem mogao pojednostaviti tretman sa samo jednim instrumentom?

**O:** Ništa drugo do MONO!

25 25/.06

**Materijal:** NiTi

**Standard:** Srebro, Zlato

**Dužina:** 21,25,31 mm

**Brzina rotacije:** 250-360 rpm

**Okretni moment:** 2.0~3.0 N/cm

**Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister

**Presjek:**



## Način korištenja:

- Koristite K proširivač dok se ne postigne radna dužina. Temeljito navodnjavajte NaOCl.
- Mono proširivači dopuštaju kontinuiranu rotaciju za kvalitetne pripravke korijenskih kanala.
- Tokom tretmana preporučuje se upotreba EDTA kreme.

# > | MONO2

M1 #25/.04    M1 #25/.06

**Materijal:** NiTi

**Standard:** Zlato, Crno

**Dužina:** 21,25,31 mm

**Pakovanje:** 4 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina

**Presjek:**



**P: Zašto odabrati MONO2?**

**O:** A: Intuitivni instrument za oblikovanje u kontinuiranoj rotaciji.

B: Bolja otpornost na ciklični zamor, učinkovitost rezanja i uklanjanje otpadaka pomoću nove tehnologije toplinske obrade i najnovije generacije presjeka.

**Okretni moment:** 2.0~3.0 N/cm

**Brzina rotacije:** 250-360 rpm

# MT FILES

**P:** Koji instrument je poznat po S presjeku?

**O:** PERFECT MT Files.

**Materijal:** NiTi

**Standard:** Srebo, Zlato

**Dužina:** 21,25,31 mm

16 mm radni dio (21 ili 25 mm)

21 mm radni dio (25 ili 31 mm)

**Brzina rotacije:** 250-360 rpm

**Okretni moment:** 2.0~3.0 N/cm

**Pakovanje:** 4 ili 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina


**Osnovni niz**



**Oblikovanje većih kanala**



**Oblikovanje većih kanala**



# > | ET FILES

● 13/.02   ● 16/.02   ● 19/.02

**Materijal:** NiTi

**Standard:** Srebro, Zlato

**Dužina:** 21,25,31 mm

**Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister

**Okretni moment:** 2.0~3.2 N/cm

**Brzina rotacije:** 300 rpm

**Presjek:** 



**P:** Zašto odabrati ET FILES umjesto ručnih od nehrđajućeg čelika?


**O:** FILES ET znatno skraćuju vrijeme pripreme u odnosu na ručne od nehrđajućeg čelika.



# > EX FILES

**P:** Šta je odlika ovog instrumenta?

**O:** Riječ je o U instrumentu, koji koronalno podiže krhotine, stvara krunu prema dolje, kontinuirano sužavajući pripremu od otvora do vrha.



**Materijal:** NiTi

**Standard:** Srebro, Zlato

**Dužina:** 21,25,31 mm

**Brzina rotacije:** 200-350 rpm


**Okretni moment:** 2.0~3.0 N/cm

**Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina

**Presjek:**



# > DK FILES



**Materijal:** NiTi

**Standard:** Srebo, Zlato


**Dužina:** 21,25,31 mm

**Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina

**Okretni moment:** 2.0~3.2 N/cm

**Brzina rotacije:** 300 rpm

**Presjek:** 



**P:** Koja je razlika u DK i DK GOLD?

O: DK GOLD kod toplih tretmana bilježi 5 puta veće smanjenje zaostataka u kanalu u poređenju sa DK.

# > DH FILES

○ 15/.04 15/.06	● 20/.04 20/.06	● 25/.04 25/.06
● 30/.04 30/.06	● 35/.04 35/.06	● 40/.04 40/.06

**Materijal:** NiTi

**Standard:** Srebro, Zlato

**Dužina:** 21,25,31 mm

**Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina


**Okretni moment:** 2.0~3.2 N/cm

**Brzina rotacije:** 300 rpm

**Presjek:**



# > | ENDOSTEP



**Materijal:** NiTi

**Standard:** Srebo, Zlato


**Dužina:** 21,25,31 mm

**Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina

**Okretni moment:** 2.0~3.2 N/cm

**Brzina rotacije:** 300 rpm

**Presjek:**



**P: Koje su prednosti?**

O: Trouglasti presjek sa tri oštre ivice, maksimalna fleksibilnost, minimalna snaga, reducirana debljina, povećana oštrina ivica.

**P: Da li postoji prednost u odnosu na druge?**

O: Da. Dizajnirana je da spriječi zaglavljivanje u kanalu, efikasno uklanja ostatke u kanalu.

# > RT FILES

**P:** Koji sistem je dizajniran kako bi uklonio punjenja gutaperka?

**O:** RT FILES.

D1 30/.09

D2 25/.08

D3 20/.07

**Materijal:** NiTi

**Standard:** Srebo, Zlato

**Dužina:** 21,25,31 mm

**Brzina rotacije:** 250-360 rpm

**Okretni moment:** 2.0~3.0 N/cm

**Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina



+

**Recipročni  
NiTi  
instrumenti**

03

# > TF3

## Reciprocating System

 20/.06     25/.08     40/.08

**Materijal:** NiTi

**Standard:** Srebro, Zlato


**Dužina:** 21,25,31 mm

**Brzina rotacije:** 350 rpm

**Okretni moment:** 2.0~3.0 N/cm

**Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina

**Presjek:**



**Način korištenja:**

- 🟢 Ako je 10-K rezistentna na pomjeranje, koristite TF3 #20
- 🟢 Ako 10-K prelazi dublje previše lako, koristite TF3 #25
- 🟢 Ako 20 ili veća ručna prelazi dublje, koristite TF3 #40



# TF4 Reciprocating System

**P:** Koja je razlika između TF3 i TF4?

**O:** Jednostavnost TF3 je uključena u TF4 uz poboljšanje metala.



**Materijal:** NiTi    **Standard:** Srebro, Zlato    **Dužina:** 21,25,31 mm

**Brzina rotacije:** 350 rpm    **Okretni moment:** 2.0~3.0 N/cm


**Pakovanje:** 4 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina

Presjek:




**TF4 je 50% otporniji na ciklični zamor od TF3**

► Ciklična otpornost na zamor materijala




**Poboljšana fleksibilnost zahvaljujući Gold tehnologiji**

► Fleksibilnost



**Podiže efikasnost rezanja na viši nivo**

► Vrijeme oblikovanja



TF3



TF3 GOLD



TF4





# > RC FILES

R25 .08

R40 .06

R50 .05

**Materijal:** NiTi **Standard:** Srebo, Zlato, Plavo

**Dužina:** 21,25,31 mm

**Pakovanje:** 3 ili 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina

**Brzina rotacije:** 250-360 rpm

**Sterilizacija:** ≤126°C

**Presjek:**



**P: Zašto biramo RC FILES?**

O: Zato što je savijanje instrumenta u kanalu smanjeno.

**P: Postoje li druge prednosti RC FILES?**

O: Smanjen broj ciklusa preparacije korijenskog kanala što smanjuje savijanje instrumenta.

**⊙ Otpornost na čiklični zamor**



**⊙ Savitljivost**



RC BLUE



RC GOLD



RC ORIGINAL NITI



+

**Manuelni  
instrumenti**

**04**


Shenzhen Perfect  
Medical Instruments

[www.dentalmedic.info](http://www.dentalmedic.info)

# > | K FILES



**Materijal:** Stainless Steel/NiTi **Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina  
**Veličina:** ISO size **Sterilizacija:** ≤126°C **Dužina:** 21,25,31 mm



○ Ručni




○ Mašinski

# > | H FILES



**Materijal:** Stainless Steel/NiTi **Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina  
**Veličina:** ISO size **Sterilizacija:** ≤126°C **Dužina:** 21,25,31 mm




○ Ručni

# > REARMERS



**Materijal:** Stainless Steel/NiTi **Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina

**Veličina:** ISO size **Sterilizacija:** ≤126°C **Dužina:** 21,25,31 mm




○ Ručni

# > PLUGGERS



**Materijal:** Stainless Steel/NiTi **Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina

**Veličina:** ISO size **Sterilizacija:** ≤126°C **Dužina:** 21,25,31 mm




○ Ručni

# > | SPREADERS



**Materijal:** Stainless Steel/NiTi **Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina

**Veličina:** ISO size **Sterilizacija:** ≤126°C **Dužina:** 21,25,31 mm



○ Ručni

# > | C FILES




**Materijal:** Stainless Steel/NiTi **Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina

**Veličina:** ISO size **Sterilizacija:** ≤126°C **Dužina:** 21,25,31 mm

## Svojstvo i prednosti:

- Omogućava sigurnost za pacijenta.
- Smanjena mogućnost prelamanja instrumenta.
- Dizajniran za čvrstoću.



○ Ručni

# > | K-FLEX FILES




**Materijal:** Stainless Steel/NiTi **Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina

**Veličina:** ISO size **Sterilizacija:** ≤126°C **Dužina:** 21,25,31 mm

## Svojstvo i prednosti:

- ☉ Mnogo fleksibilniji od standardnih
- ☉ Priprema korijenski kanal sa minimalnim rizikom za rezanje i perforaciju
- ☉ Ručni




# > | BARBED BROACHES



**Materijal:** Stainless Steel/NiTi **Pakovanje:** 6 kom po kutiji/blister sortirano/jedna veličina

**Veličina:** ISO size **Sterilizacija:** ≤126°C **Dužina:** 21,25,31 mm



- ☉ Ručni

+

Ostali  
instrumenti


05

# > | U FILES

015 020 025 030 035 040  ▶ 15-40

**Materijal:** Stainless Steel    **Dužina:** 33 mm

**Pakovanje:** 6 kom po kutiji




# > | PASTE CARRIERS

025 030 035 040  ▶ 25-40

**Materijal:** Stainless Steel    **Dužina:** 21,25,29 mm

**Pakovanje:** 4 kom po kutiji






# > | PEESO REAMERS

01 0.5 mm 02 0.7 mm 03 0.9 mm 04 1.1 mm 05 1.3 mm 06 1.5 mm

**Materijal:** Stainless Steel    **Dužina:** 28,32 mm

**Max. brzina rotacije** 1200 min-1    **Pakovanje:** 6 kom po kutiji




# > | GATES DRILLS

01 0.7 mm 02 0.9 mm 03 1.1 mm 04 1.3 mm 05 1.5 mm 06 1.7 mm

**Materijal:** Stainless Steel    **Dužina:** 28,32 mm

**Max. brzina rotacije** 800 min-1    **Pakovanje:** 6 kom po kutiji



- Napredni materijal: razlikuje se od nehrđajućeg čelika 304, uvoz iz Južne Koreje.
- Martenzitička klasa veće tvrdoće za rezanje.
- Otpornost na lom u odnosu na druge.

+

# Rotirajući NiTi instrumenti

# 06

Shenzhen Perfect  
Medical Instruments

[www.dentalmedic.info](http://www.dentalmedic.info)

*Perfect, kalite sini ispatlad!!!*

Provjereni instrumenti,  
odličan kvalitet!!!

*Las 'mus Perfect de  
fac an a nstrumenta  
condados curvas*

*Paulo Cesar Ka*

Perfect NiTi instrumen  
za povijene kana

Endodontik ve ortodontik elemanlarda en iyi!!! Ürünlerimize sahibiz.

*Yusuf Özgün*

Imate odlične proizvode za endodonticiju sa dobrom kvalitetom i cijenom.

Perfect, kaliteyi isteyenler bir numaralı tercih oldu...

Perfect instrumenti postaju prvi izbor kod osoba koje traže kvalitet.

In part, I tested all of the top selling Swiss made endodontic files. Recently, I discovered these instruments from a Chinese manufacturer - I tried them and I liked very much. They definitely work like the best European files. Dr. Francis Benoit

perfect تفتت طابع الذهب في صناعة فالات شريفة  
تجيد معاومة كسر التفتت تنسيت 100%

Elie Emil

*Elie Emil*

Zlatna tehnologija Perfect kompanije smanjuje prelamanje instrumenta za 500%.

한번 써보면 계속 쓰게 됩니다.

빨리 갈아탈수록 좋죠!!!

덴탈 비타민 *Elie Emil*

Ako počnete koristiti Perfect instrumente, nastavit ćete da ih koristite.

Kanal egeri deni diginde aranan isim aldunuz Perfect

Vi ste prvo ime kada neko pita za instrumente za kanale.

ابودك عنواننا المشرف  
شكرها عليها ففص  
بالشكر المحول التجاري

Ako želite dobar kvalitet izaberite PERFECT.

