

AP-022

integral dental unit



Ergonomija jedinice

Funkcija prebacivanja lijeve / desne strane ruke je najelegantnija i najvažnija je performansa AP-022. Stolicu za pacijenta je postavljena kao centar, asistentski modul i tacna se mogu okrenuti oko 180°. Stolica pacijenta može pružiti podršku za cijelog tijela, kretanje sjedala i prirodni pokret pacijenta kombinuju se, pa pacijenti ne trebaju prilagoditi tjelesni položaj tokom liječenja.



Savršeno rješenje za ljevoruke



Ergonomija jedinice



Naslon za glavu drži glavu čvrsto ali blago. On ne vrši nikakav pritisak na glavu pacijenta, a visina se može prilagoditi svakom pacijentu.



Čvrsta površina naslona za ruke je napravljena od istog materijala kao i jastuk sjedala, povećavajući nivo udobnosti pacijenta.



Silikonski podmetač medicinskog kvaliteta, mekan i glatki materijal, može se sterilisati na visokoj temperaturi od 135 ° C.